

Бандаж послеоперационный для пациентов со стомой БП-125

Особенности:

- изготовлен из эластичного дышащего материала
- разъемная конструкция
- комплектуется «кармашком» для калоприемника
- цвет: бежевый

Показания к применению:

- реабилитация пациентов со стомой в послеоперационном периоде
- профилактика образования послеоперационных грыж в области стомы.
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- дерматиты, гнойничковые инфекции кожи в области применения бандажа

Состав:

- хлопок
- полиамид
- нейлон
- эластан

Гарантия:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

Уход за изделием:

ручная стирка при t 30°C, стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку

